

↑ EZee Life™

Siège de bain élévateur CH2100
Manuel de l'utilisateur



HPU Medical Wholesale
34 Futurity Gate, Unit 15
Vaughan, Ontario L4K 1S6



Description du produit

Le siège de bain élévateur CH2100 de EZee Life est un siège élévateur léger de haute qualité qui permettra aux utilisateurs ayant des problèmes d'équilibre et de force de s'installer dans la baignoire et d'en ressortir facilement en toute sécurité.

Fait en plastique léger recyclable de haute qualité, le siège élévateur est facile à transporter et à ranger, et convient parfaitement pour une utilisation à domicile ou ailleurs. La batterie au lithium-ion est située dans la télécommande étanche et flottante. Le moteur d'entraînement et les composantes électroniques de la télécommande sont complètement étanches, permettant une utilisation sous la douche. La commande d'alimentation intelligente s'assure que le siège élévateur peut uniquement être abaissé s'il reste suffisamment de tension dans la batterie pour le relever à nouveau.

Le châssis robuste est démontable et son moteur permet une course en hauteur du siège de 8 cm à 48 cm (3,1 à 18,9 po). Le module d'entraînement avec dossier intégré peut être plié pour être retiré et se verrouille automatiquement dans la base du siège lorsque le siège est soulevé. Cela permet d'éviter le basculement involontaire du dossier.

Table des matières

Composants et pièces	3
À faire	3
À ne pas faire	4
Chargeur	4
Processus de recharge	4
Avant l'utilisation	5
Fonctions	5
Fonctionnement	6
Entretien	6
Arrêt d'urgence	6
Spécifications	7
Dépannage et aide supplémentaire	9
Garantie	10

Composants

- 1) Télécommande
- 2) Actionneur linéaire
- 3) Dossier
- 4) Goupille de sécurité
- 5) Siège
- 6) Rabats latéraux
- 7) Mécanisme à ciseaux
- 8) Base
- 9) Ventouses
- 10) Glissière
- 11) Verrou
- 12) Poignée de transport

Vérifiez que toutes les pièces ci-dessus sont incluses lors du déballage du siège de bain élévateur. Communiquez avec votre fournisseur sans délai pour toute pièce manquante ou endommagée.



À faire

1. Avant la première utilisation, lisez attentivement les instructions et familiarisez-vous avec le siège de bain élévateur.
2. Conservez les instructions pour référence future.
3. Avant l'utilisation, assurez-vous que le siège élévateur convient au poids, à la taille, aux capacités cognitives, à l'amplitude des mouvements articulaires de l'utilisateur. Assurez-vous de la présence d'un aidant pour les utilisateurs incapables d'utiliser le siège élévateur de façon autonome.
4. Conçu pour les baignoires standard. Communiquez avec votre détaillant pour l'utilisation dans une baignoire non standard;
5. Avant chaque utilisation, vérifiez l'absence de dommage ou toute pièce manquante et faites inspecter l'unité chaque année par un professionnel ou un technicien.
6. Avant chaque utilisation, inspectez les ventouses et assurez-vous que la surface du siège est propre.
7. S'il y a utilisation d'huiles pour le bain, de sels de bain ou d'autres produits pour le bain, veillez à ce qu'ils ne causent aucun dommage au siège élévateur ni aux composants de la glissière.
8. Afin de prévenir les blessures lors de l'utilisation, l'utilisateur doit s'asseoir lentement, rester calme et éviter toute stimulation excessive.



À ne pas faire

1. Ne dépassez pas la limite de poids.
2. Ne vous tenez pas debout sur le siège de bain élévateur.
3. Ne faites pas monter ni descendre le siège sauf si l'utilisateur est assis face à l'avant.
4. N'utilisez pas le siège si la pente de la baignoire est supérieure à 5 degrés ou en présence d'une surface de marche.
5. N'utilisez pas le siège s'il est endommagé.
6. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles prévues.
7. Ne laissez pas les enfants utiliser le siège sans supervision.
8. Évitez tout contact des doigts avec les pièces mobiles pendant le fonctionnement.
9. Ne modifiez pas l'équipement.
10. Ne placez pas d'objets dans la zone extensible (comme une brosse à dents, un rasoir, etc.).
11. N'exposez pas la télécommande aux sources de chaleur.

Chargeur

1. Utilisez uniquement le chargeur fourni.
2. La batterie fonctionnera de façon optimale après quelques cycles de recharge.
3. Rechargez la batterie loin de l'eau et des sources de chaleur.
4. Rechargez immédiatement la batterie lorsqu'elle est faible. N'utilisez pas le siège de façon continue à un niveau de charge faible.
5. Le temps de recharge est d'environ 2,5 heures. Le témoin rouge indique la recharge en cours; le témoin vert indique une pleine charge.
6. Le chargeur est conçu pour la télécommande; ne l'utilisez pas à d'autres fins.
7. Ne démontez pas et n'ouvrez pas la télécommande.



Processus de recharge

1. Débranchez la télécommande du siège élévateur.
2. Vérifiez que la connexion et le chargeur sont secs.
3. Insérez la prise mâle du chargeur dans la prise femelle de la télécommande.

4. Branchez le chargeur dans une prise électrique appropriée.
5. Lorsque la recharge est terminée, déconnectez le chargeur.

Avant l'utilisation

- 1) Assurez-vous que le siège ne contient aucune pièce endommagée ou manquante avant l'utilisation.
- 2) Resserrez les six ventouses au besoin.
- 3) Éliminez les obstacles (comme douchette, robinet, tuyauterie, etc.) dans la baignoire afin de permettre la montée et la descente normales du siège élévateur.
- 4) Assurez-vous que la baignoire répond aux normes appropriées.
- 5) Placez le siège élévateur dans la baignoire. En cas de difficulté, demandez de l'aide.
- 6) Assurez-vous que le sol est sec et qu'aucun obstacle ne gêne la montée et le déplacement du siège élévateur.
- 7) Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace dans la baignoire derrière le siège élévateur.
- 8) Assurez-vous que les six ventouses adhèrent bien à la surface dans le fond de la baignoire.
- 9) Assurez-vous que la prise mâle du siège élévateur et la prise femelle de la télécommande sont complètement sèches avant de les connecter.
- 10) Placez le fil de la télécommande à l'écart des pièces mobiles afin d'éviter les dommages ou la mauvaise connexion.
- 11) Avant chaque utilisation, assurez-vous que le siège monte et descend adéquatement.
- 12) Si l'indicateur d'état de la batterie s'allume, rechargez-la avant l'utilisation.
- 13) Assurez-vous que l'eau de la baignoire est à une température confortable.

Fonctions

1. Appuyez sur la flèche vers le haut de la télécommande pour faire monter le siège et appuyez sur la flèche vers le bas pour le faire descendre; appuyez sur le bouton d'arrêt (stop) pour arrêter.
2. Les boutons de la télécommande sont texturés pour faciliter l'utilisation pour les personnes qui ont des difficultés visuelles.
3. Les boutons de la télécommande fonctionnent lorsqu'ils sont maintenus enfoncés et cessent de fonctionner lorsqu'on les relâche.



4. Lorsqu'il est complètement abaissé, le dossier s'incline de 45 degrés.
5. En faisant remonter le siège, le dossier reprend automatiquement sa position relevée.

Fonctionnement

1. Tout d'abord, si le dossier n'est pas assemblé, placez le module d'entraînement et son dossier intégré dans les blocs d'appui. En tenant le dossier par sa poignée, inclinez le dossier vers l'arrière d'une main jusqu'à ce que le module s'appuie sur la plaque arrière.
 2. Faites monter le siège élévateur jusqu'à ce que les deux rabats latéraux reposent sur le rebord de la baignoire.
 3. Assoyez-vous sur le rabat latéral en tournant le dos à la baignoire.
 4. Gardez cette position, reculez sur le centre du siège élévateur et faites pivoter vos pieds dans la baignoire.
 5. Appuyez sur le bouton de descente de la télécommande et faites descendre le siège à la hauteur désirée en prenant soin de ne pas coincer vos pieds ou vos mains dans le mécanisme.
 6. Lorsque le siège élévateur atteint le fond de la baignoire, le dossier s'inclinera de 45 degrés.
- Après le bain, faites monter le siège élévateur jusqu'à ce que les deux rabats latéraux reposent sur le rebord de la baignoire, glissez jusqu'au bord et faites pivoter vos pieds à l'extérieur de la baignoire.

Entretien

1. Rincez à l'eau tiède après l'utilisation. Au besoin, vous pouvez utiliser un chiffon ou une brosse douce pour nettoyer avant de rincer.
2. N'utilisez pas de désinfectant sur la télécommande (pièce 1) ou l'actionneur (pièce 2). S'il est nécessaire d'utiliser un désinfectant, versez une petite quantité sur un chiffon et essuyez les pièces sans trop les mouiller.

Assurez-vous que la batterie est pleinement chargée avant l'utilisation! La tension nominale du chargeur doit être compatible à la tension de votre alimentation (p. ex., 110 V au Canada).

3. Au nettoyage du siège, prenez garde de coincer vos mains dans le mécanisme à ciseaux.
4. S'il est utilisé par différentes personnes, nettoyez bien le siège entre chaque utilisateur.
5. Assurez-vous que le siège élévateur est complètement sec avant de le ranger.
6. N'utilisez pas de nettoyeurs mécaniques ou de laveuses à pression pour le nettoyage. Nettoyez à la main.
7. Assurez-vous de déconnecter l'alimentation avant le nettoyage.

8. Ne submergez pas le chargeur, nettoyez-le avec un linge sec.

Arrêt d'urgence


1. Appuyez sur le bouton « stop » pour un arrêt d'urgence.
2. Si vous appuyez sur le bouton « stop » pendant la descente du siège élévateur, vous devrez le relever avant de le descendre à nouveau.

Spécifications


Longueur totale (avec dossier incliné)	985 mm (38,8 po)
Largeur totale (siège avec rabats latéraux)	725 mm (28,5 po)
Largeur du siège	400 mm (15,7 po)
Profondeur du siège	500 mm (16,7 po)
Longueur totale du siège	590 mm (23,2 po)
Hauteur du siège min.	80 mm (3,1 po)
Hauteur du siège max.	487 mm (19,2 po)
Hauteur du dossier	650 mm (25,6 po)
Largeur du dossier	350 à 360 mm (13,8 à 14,2 po)
Inclinaison du dossier	5° à 45° (max)
Largeur de la base	310 mm (12,2 po)
Longueur de la base	612 mm (24,1 pi)
Capacité de charge max.	140 kg (308,6 lb)
Poids total (incluant la télécommande)	9,6 kg (21.2 lb)
Poids de la télécommande, incluant la batterie	0,5 kg (1,1 lb)
Poids du module d'entraînement	3,6 kg (7,9 lb)
Poids du siège	6,0 kg (13,3 lb)
Durée de la montée (charge de 105 kg)	90 secondes
Durée de la descente (charge de 105 kg)	50 secondes
Tension de fonctionnement	14,8 V
Accumulateur (lithium-ion)	14,8 V / 2,2 Ah
Arrêt automatique max.	30 min
Puissance consommée	16,8 V




Position initiale du siège élévateur



Position la plus haute du siège élévateur



Dimensions du siège élévateur plié



Dépannage

Le siège ne bouge pas.	La batterie est à plat. Les contacts de la télécommande sont détériorés. La télécommande n'est pas bien connectée.	Recharger la batterie. Débrancher la télécommande, essuyer les contacts avec un linge sec et rebrancher.
Le siège s'immobilise fréquemment.	La batterie est à plat. Charge soulevée excessive. Prise mâle lâche.	Recharger la batterie. Réduire la charge soulevée. Vérifier les connexions.
La batterie ne se recharge pas.	Elle n'est pas branchée dans la prise murale. Contacts détériorés.	Brancher le chargeur dans la prise murale. Essuyer les contacts avec un linge sec.
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	La prise mâle est mal connectée.	Vérifier la connexion.

Remarque : À la réception du produit, la partie inférieure de l'actionneur est positionnée comme dans l'image 1; faites tourner la pièce à la main pour obtenir l'image 2.



Image 1



Image 2

Remarque 2: Assurez-vous que le connecteur mâle du siège élévateur et le connecteur femelle de la télécommande sont complètement secs avant de les connecter.



Remarque 3: Installation des embouts en plastique servant à maintenir le recouvrement d'assise en place. Veuillez insérer l'embout mâle à travers le recouvrement d'assise. Une fois fait, insérer la rondelle en plastique servant à maintenir la section mâle sur le recouvrement. Par la suite, vous pouvez insérer la section mâle excédentaire dans les emplacements prévus à cet effet dans le siège élévateur.



Pour tout problème de fonctionnement du siège élévateur selon l'information ci-dessus, communiquer avec un détaillant pour obtenir de l'aide.

Garantie limitée

Les produits de marque EZee Life s'accompagnent d'une garantie limitée d'un an qui s'applique uniquement aux vices de matériau ou de fabrication à compter de la date d'achat. Toute modification, mauvaise utilisation, utilisation excessive ou tout dommage accidentel annule la présente garantie. HPU Medical Wholesale se réserve le droit de remplacer et de réparer toute pièce défectueuse. La garantie ne s'applique pas aux coûts indirects résultant de la défectuosité du produit : frais de manutention et de transport, perte de revenus et autres dépenses éventuelles. La garantie est valable uniquement pour le propriétaire original et le reçu original doit être présenté avant l'examen de toute option de garantie. La date de l'achat et le numéro de série devront également être fournis

HPU Medical Wholesale

34 Futurity Gate, Unit 15
Vaughan, Ontario L4K 1S6

GTA: 416-739-1267

888-634-5808

Fax: 416-739-7171

www.hpurehab.com