


## 5 ADJUSTING THE WALKER HEIGHT - RÉGLER LA HAUTEUR DE LA MARCHETTE



The height of the walker can be adjusted by moving the posts up or down to shorten or lengthen the leg length.

Push in the button on the post and click it up or down the necessary amount of holes in 1" increments.

Some people prefer the back posts to be positioned 1 hole or 1" lower than the front.

La hauteur de la marchette peut être réglée en faisant glisser les tiges vers le haut ou vers le bas selon la hauteur de patte désirée.

Appuyez sur le bouton de la tige et déplacez-la du nombre de trous requis par intervalle de 1 po (2,5 cm). Certains utilisateurs préfèrent fixer les tiges arrière un trou ou 1 po (2,5 cm) plus bas que celles de l'avant.

## 6 CORRECT HEIGHT POSITIONING AND POSTURE - HAUTEUR ET POSTURE ADÉQUATES

With your arm extended down, handle should be at wrist height.

With hands on handgrips, elbows should be flexed at 20 to 30 degrees.

Lorsque votre bras est allongé vers le sol, la poignée doit être au niveau de votre poignet.

Les mains sur les poignées, les coudes de l'utilisateur devraient être pliés dans un angle de 20 à 30 degrés.



### SAFETY PRECAUTIONS

1. Consult your doctor, therapist, or other qualified professional to determine if this mobility device meets your specific needs.
2. Before using, make sure all parts are secure and the frame is fully opened.

### Mesures de sécurité

1. Consultez votre médecin, thérapeute ou autre professionnel qualifié afin de déterminer si ce dispositif d'aide à la mobilité répond à vos besoins.
2. Avant l'utilisation, assurez-vous que toutes les pièces sont bien fixées et que le cadre est complètement ouvert.

### LIMITED WARRANTY

Ezee Life products carry a one year warranty against manufacturing defects, faulty materials and workmanship only. Any alterations, misuse, abuse, or accidental damage voids this warranty. Factory Direct Medical reserves the right to replace or repair any part that has become defective. The warranty does not extend to consequential costs resulting from the fault or defect of the product: freight and travel costs, loss of earnings, or other expenses that one may incur. Warranty is valid for the original purchaser only and the original receipt must be presented before any warranty options are considered. Please also be prepared to provide the date of purchase and serial number.

### Garantie limitée

Les produits de marque EZee Life s'accompagnent d'une garantie limitée d'un an qui s'applique uniquement aux vices de matériau ou de fabrication à compter de la date d'achat. Toute modification, mauvaise utilisation, utilisation excessive ou tout dommage accidentel annule la présente garantie. Factory Direct Medical se réserve le droit de remplacer et de réparer toute pièce défectueuse. La garantie ne s'applique pas aux coûts indirects résultant de la défectuosité du produit : frais de manutention et de transport, perte de revenus et autres dépenses éventuelles. La garantie est valable uniquement pour le propriétaire original et le reçu original doit être présenté avant l'examen de toute option de garantie. La date de l'achat et le numéro de série devront également être fournis.


## 1 and 2 Button Folding Walkers Marchettes pliantes à 1 et 2 boutons

Models/Modèles:

CH1080, CH1081, CH1083,  
CH1084, CH1086, CH1087



# 1 WALKER COMPONENTS - COMPOSANTES DE LA MARCHETTE



**ENGLISH**

- A. 1 or Single Button Release
- B. 2 or Double Button Release
- C. Right Side (to the user)
- D. Leg
- E. Front Post
- F. Left Side (to the user)
- G. Front of the Walker
- H. Rear Post

**FRANCAIS**

- A. Déclencheur simple ou à 1 bouton
- B. Déclencheur double ou à 2 boutons
- C. Côté droit (de l'utilisateur)
- D. Patte
- E. Tige avant
- F. Côté gauche (de l'utilisateur)
- G. Avant de la marchette
- H. Tige arrière


# 2 UNFOLDING AND FOLDING THE WALKER - DÉPLIER ET PLIER LA MARCHETTE



Always fully fold out the walking frame before use. To do this, pull the left side and right side away from the front of the frame. Both sides should lock in position. (1)  
To fold the walker push the single or double button mechanism and fold in the left and right side. (2)

Dépliez toujours complètement la marchette avant de vous en servir. Pour ce faire, dégagez le côté gauche et le côté droit de l'avant du cadre. Les deux côtés devraient se fixer en place. (1)  
Pour plier la marchette, appuyez sur le mécanisme simple ou double et pliez le côté gauche et le côté droit. (2)


# 3 REPLACING RUBBER TIP POSTS WITH WHEELS (IF NECESSARY) - REMPLACER LES EMBOUTS DE CAOUTCHOUC DES TIGES PAR DES ROULETTES (AU BESOIN)



Lay your walker on its side so that it is easy to access the bottom of the legs. Push the button in and slide the whole post with the rubber tips off. To install the post with wheels, slide the post over the leg and click the button until it is positioned at the correct height. Wheels should be on the outside of the frame. When space is an issue (narrow doorways) you can put the wheels facing inwards. One may want to just install wheel posts on the front (x2), leaving the rubber posts (x2) at the back OR you can replace all rubber posts with wheel posts (x4). CAUTION: the more wheels you add the faster the walker moves therefore making it more difficult to control. Never add an odd number of wheel posts (x1 or x3)

Placez la marchette sur le côté de sorte à accéder facilement au bas des pattes. Appuyez sur le bouton et faites glisser complètement la tige munie d'un embout de caoutchouc. Pour installer la tige munie d'une roulette, faites-la glisser sur la patte et cliquez sur le bouton jusqu'à la hauteur désirée. Les roulettes devraient se trouver à l'extérieur du cadre. Lorsque l'espace pose problème (portes étroites), vous pouvez installer les roulettes à l'intérieur. Vous pouvez choisir d'installer les tiges avec roulettes à l'avant seulement (x2), en gardant les tiges avec caoutchouc (x2) à l'arrière OU vous pouvez remplacer toutes les tiges avec caoutchouc par des tiges avec roulettes (x4). MISE EN GARDE : Plus vous ajoutez de roulettes, plus la marchette avancera rapidement, la rendant plus difficile à contrôler. N'ajoutez jamais un nombre impair de tiges avec roulette (x1 ou x3).

# 4 REPLACING RUBBER TIP WITH SKIS (IF NECESSARY) - REMPLACER LES EMBOUTS DE CAOUTCHOUC PAR DES PATINS (AU BESOIN)



Lay your walker on its side so that it is easy to access the bottom of the legs. Do not remove the posts, simply twist the rubber tips off. Once the rubber tips are removed replace with the skis. Twist skis up into the bottom of the post hole. Skis can be used on the front two posts, with rubber tips on the rear two posts OR skis can be put on the rear two posts with wheels on the front legs. Skis assist with gliding and over coming thresholds.

Placez la marchette sur le côté de sorte à accéder facilement au bas des pattes. Ne retirez pas les tiges, dévissez simplement les embouts de caoutchouc. Une fois les embouts de caoutchouc enlevés, remplacez-les par les patins. Vissez les patins dans l'ouverture du bas de la patte. Les patins peuvent être installés sur les deux tiges avant en conservant les embouts de caoutchouc aux deux tiges arrière OU les patins peuvent être installés aux deux tiges arrière en installant des roulettes aux tiges avant. Les patins permettent de faire glisser la marchette pour franchir les seuils de porte.