EZee Life, 252 Wildcat Road, Toronto, ON Canada M3J 2N5

Si vous avez des questions concernant votre produit EZee Life ou cette garantie, veuillez communiquer avec un détaillant EZee Life autorisé.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable en cas de préjudice découlant d'une mauvaise utilisation du produit, d'une négligence ou du non-respect des instructions précitées.

remplacées périodiquement.

La garantie ne s'applique pas aux coûts indirects résultant de la correction de la défectuosité, tout particulièrement les frais de manutention et de transport, la perte de revenus, les dépenses ou l'usure normale. La garantie ne couvre pas les pièces non durables, comme les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont soumises à une usure normale et doivent être

#### détaillant.

Advenant une défectuosité visée par la présente garantie limitée, nous réparerons ou remplacerons, à notre gré, le produit. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec votre fournisseur ou votre

de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat.

Les produits de marque EZee Life comportent une garantie limitée contre tout vice de matériau ou

#### garantie limitée




CHS038

CBP0100 # Item

# Sanne en aluminium à poignée ronde

FZee Life



# EZee Life

# **Round Handle Aluminum Cane**

Item # CRP0100 MFG # CH2038



#### **Limited Warranty**

EZee Life brand product have a Limited Warranty for one year from the date of purchase against faulty workmanship or materials.

In the event of a defect covered by this limited warranty, we will, at our option, repair or replace the device. Please contact your supplier/dealer should a fault occur.

The warranty does not extend to the consequential costs resulting from fault clearance, in particular freight and travel costs, loss of earnings, expenses, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

The manufacturer will not accept responsibility for any damage or injury caused by misuse or negligence or non-observance of the instructions set out above.

If you have a question about your EZee Life device or this warranty, please contact an authorized EZee Life dealer.

EZee Life, 252 Wildcat Road, Toronto, ON Canada M3J 2N5

# **EZee Life**

## **Proper cane height**

For a more comfortable fit, ensure shoeheight is the same as shoe style worn mostfrequently when using cane.

- 1. Stand as upright as possible on a firm, flat surface and let your arm hang down naturally by your side.
- 2. Adjust cane so top portion of handle touches inside of wrist where it meets palm.




### Adjusting cane height

- 1. Turn the anti-rattle collar COUNTERCLOCKWISE to loosen.
- 2. Press in snap button.
- 3. Slide extension up or down until snap button protrudes through an adjustment hole on handle end of cane.

**NOTE:** An audible "CLICK" will be heard when snap button securely protudes through the adjustment hole.

4. Repeat "STEPS 3" until cane is at height determined proper cane height in this instruction sheet.




#### **Care and maintenance**

- 1. Ensure snap button releases and re-engages properly.
- 2. Inspect cane tips for wear and damage.
- 3. Replace any broken, damaged or worn items immediately.



- 3. Remplacer immédiatement si déchiré, usé ou fissuré.
  - 2. S'assurer que les embouts sont en bon état.
- 1. S'assurer régulièrement du bon mouvement du bouton-pression.

#### Entretien



décrit dans les présentes directives. correspondant à la position adéquate tel que le bouton-pression soit inséré dans l'orifice 4. Répéter les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que

L'ORIFICE D'AJUSTEMENT. LE BOUTON-PRESSION S'INSERERA DANS UN DÉCLIC SE FERA ENTENDRE LORSQUE

canne.

d'ajustement situé sur la partie supérieure de la Je pontou-bression s'insère dans un orifice

- 3. Faire glisser la partie inférieure jusqu'à ce que
  - 2. Appuyer sur le bouton-pression.

désserrer.

sens inverse des aiguilles d'une montre afin de la 1. Tourner la bague de réduction de bruit dans le

#### Ajustement de la hauteur d'une canne



entre le poignet et la paume de la main. bartie supérieure de la poignée soit à la hauteur du pli 2. Ajuster la hauteur de la canne de manière à ce que la

plane, les bras pendant naturellement le long du corps. I. Se tenir aussi droit que possible, sur une surface

d'assurer confort et stabilité.

à l'ajustement que lors de l'utilisation de la canne afin S'assurer que la hauteur des souliers demeure la même

## Hauteur adéquate de la canne

**EZee Life**