

**4****TO INSTALL BATTERY (battery is included)**

- A. The unit uses one 1.5V (AAA) battery
- B. Turn unit so rear of monitor is facing you and pull monitor toward you.
- C. Release battery compartment door using tab at rear top of monitor and replace battery
- D. Reposition monitor on bracket on the unit

**INSTALLATION DE LA PILE (pile comprise)**

- A. L'appareil fonctionne à l'aide d'une pile 1,5 V (AAA).
- B. Tournez l'appareil pour placer l'arrière du moniteur face à vous et tirez le moniteur vers vous.
- C. Retirez la porte du compartiment à pile en tirant sur la patte à l'arrière du moniteur et remplacez la pile.
- D. Remplacez le moniteur sur le support de l'appareil.

**Safety Precautions**

1. Consult your doctor, therapist, or other qualified professional to determine if this mobility device meets your specific needs.
2. Before using, make sure all parts are secure and the frame is fully opened

**Mesures de sécurité**

1. Consultez votre médecin, thérapeute ou autre professionnel qualifié afin de déterminer si ce dispositif d'aide à la mobilité répond à vos besoins.
2. Avant l'utilisation, assurez-vous que toutes les pièces sont bien fixées et que le cadre est complètement ouvert.

**Limited Warranty**

Ezee Life products carry a one year warranty against manufacturing defects, faulty materials and workmanship only. Any alterations, misuse, abuse, or accidental damage voids this warranty. Factory Direct Medical reserves the right to replace or repair any part that has become defective. The warranty does not extend to consequential costs resulting from the fault or defect of the product: freight and travel costs, loss of earnings, or other expenses that one may incur. Warranty is valid for the original purchaser only and the original receipt must be presented before any warranty options are considered. Please also be prepared to provide the date of purchase and serial number.

**Garantie limitée**

Les produits de marque EZee Life s'accompagnent d'une garantie limitée d'un an qui s'applique uniquement aux vices de matériau ou de fabrication à compter de la date d'achat. Toute modification, mauvaise utilisation, utilisation excessive ou tout dommage accidentel annule la présente garantie. Factory Direct Medical se réserve le droit de remplacer et de réparer toute pièce défectueuse. La garantie ne s'applique pas aux coûts indirects résultant de la défectuosité du produit : frais de manutention et de transport, perte de revenus et autres dépenses éventuelles. La garantie est valable uniquement pour le propriétaire original et le reçu original doit être présenté avant l'examen de toute option de garantie. La date de l'achat et le numéro de série devront également être fournis.

# EZee Life™

## Pedal Exerciser Pédaleur

Models: CH3057  
Modèle : CH3057




1

PREPARING THE PEDAL EXERCISER FOR USE - PRÉPARATION DU PÉDALEUR

**CAUTION:** When unfolding pedal exerciser legs, take care not to pinch fingers where unit folds and locks into place.


**MISE EN GARDE:** Évitez de pincer les doigts en refermant l'unité.

A




Évitez de pincer les doigts en refermant l'unité.

B



C



2

INSTRUCTIONS FOR USE

- A. Place pedal exerciser on the floor for leg use or on a flat surface to use the unit with your arms
- B. Sit at a comfortable distance away from the unit and begin to rotate pedals.
- C. The monitor will automatically power on when you start to exercise.
- D. When the pedal exerciser is not used for 5 seconds a "STOP" indicator in the top left corner of the window will appear and the time will also stop. The timer will resume when you continue exercising.
- E. The monitor will shut off after 5 minutes of inactivity.
- F. To reset the monitor hold the red button for 10 seconds.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- A. Déposez le pédaleur sur le plancher pour faire l'exercice avec les jambes ou sur une surface plate pour faire l'exercice avec les bras.
- B. Asseyez-vous à une distance confortable de l'unité et commencez la rotation des pédales.
- C. L'écran s'allume automatiquement lorsque l'exerciceur est activé.
- D. Lorsque le pédaleur est inactif pendant 5 secondes, un indicateur d'arrêt (STOP) apparaît dans le coin supérieur gauche de la fenêtre et la minuterie s'arrête. La minuterie reprendra lorsque vous poursuivrez votre exercice.
- E. L'écran s'éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité.
- F. Pour remettre les données de l'écran à zéro, appuyez sur le bouton rouge pendant 10 secondes.

3

READOUT - YOU CAN GET DATA ON ALL OF THE FOLLOWING:

- A. Workout Time
- B. Number of Cycles from Last Reset
- C. Total Cycles for all Sessions
- D. Calories Burned from last Reset

To choose the information you want, press red button so that the arrow points to desired data or until it points to "SCAN" which will the scan through all of the data in the order above

LECTURE - AFFICHAGE DES DONNÉES SUIVANTES :

- A. Durée de l'exercice
- B. Nombre de cycles depuis la dernière remise à zéro
- C. Nombre total de cycles pour toutes les séances
- D. Calories brûlées depuis la dernière remise à zéro

Pour choisir les données voulues, appuyez sur le bouton rouge jusqu'à ce que la flèche pointe les données recherchées ou jusqu'à qu'elle pointe « SCAN » qui et vous verrez alors défiler toutes les données dans l'ordre ci-dessus

