

Safety Precautions

1. Consult your doctor, therapist, or other qualified professional to determine if this mobility device meets your specific needs.

Mesures de sécurité

1. Consultez votre médecin, thérapeute ou autre professionnel qualifié afin de déterminer si ce dispositif d'aide à la mobilité répond à vos besoins.

Limited Warranty

Ezee Life products carry a one year warranty against manufacturing defects, faulty materials and workmanship only. Any alterations, misuse, abuse, or accidental damage voids this warranty. Factory Direct Medical reserves the right to replace or repair any part that has become defective. The warranty does not extend to consequential costs resulting from the fault or defect of the product: freight and travel costs, loss of earnings, or other expenses that one may incur. Warranty is valid for the original purchaser only and the original receipt must be presented before any warranty options are considered. Please also be prepared to provide the date of purchase and serial number.

Garantie limitée

Les produits de marque EZee Life s'accompagnent d'une garantie limitée d'un an qui s'applique uniquement aux vices de matériau ou de fabrication à compter de la date d'achat. Toute modification, mauvaise utilisation, utilisation excessive ou tout dommage accidentel annule la présente garantie. Factory Direct Medical se réserve le droit de remplacer et de réparer toute pièce défectueuse. La garantie de n'applique pas aux coûts indirects résultant de la défectuosité du produit : frais de manutention et de transport, perte de revenus et autres dépenses éventuelles. La garantie est valable uniquement pour le propriétaire original et le reçu original doit être présenté avant l'examen de toute option de garantie. La date de l'achat et le numéro de série devront également être fournis.

220 Wildcat Rd
Toronto, Ontario
M3J2N5

EZee Life™

Straight Cane (non-folding): CH2048



1

****BEFORE USING THE CANE, READ INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY TO BECOME FAMILIAR WITH THE PRODUCT.**

Weight Capacity 250lbs (113kg)

Please note two AAA 1.5V batteries are not included.

****Avant d'utiliser la canne, lisez le manuel d'instruction afin de vous familiariser avec le produit.**

Limite de poids : 113 kg


Veuillez noter que les deux piles AAA 1,5 V ne sont pas incluses.

COMPONENTS

1. Handgrip
2. LED light
3. Buzzer
4. Warning light
5. Anti-locking Nut
6. Tube
7. Tip

COMPOSANTS

1. Poignée
2. Lampe à DEL
3. Avertisseur
4. Voyant d'avertissement
5. Écrou antiverrouillage
6. Tube
7. Embout



2

INTENDED USE

A cane provides support to the user during the task of walking. It is particularly useful for individuals who have limited balance or pain when walking. Canes can be used both indoor and outdoor, however one should always be aware of rough, wet, slippery and/or uneven surfaces. The cane is not suitable for mountain climbing or on rough underground (large stones).

Individuals who have concerns of weak/painful arm or wrist function and/or visual impairments for example should reconsider the use of a cane and consult a professional for advice before using. Using a cane improperly could worsen pre-existing conditions.

UTILISATION PRÉVUE

Une canne soutient l'utilisateur pendant ses déplacements. Elle est particulièrement utile aux personnes dont l'équilibre est limité ou qui ont des douleurs en marchant. Les cannes peuvent être utilisées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur; toutefois, il faut se méfier des surfaces accidentées, mouillées, glissantes ou inégales. La canne n'est pas conçue pour l'escalade ou les sous-surfaces accidentées (larges pierres).

Les personnes souffrant de faiblesse ou de douleurs au bras ou au poignet ou d'une déficience visuelle par exemple doivent reconsidérer l'utilisation d'une canne et demander les conseils d'un professionnel avant l'utilisation. L'utilisation inadéquate d'une canne pourrait aggraver l'état préexistant.

3

WALKING

Follow the advice of your doctor or alternate professional (physiotherapist, occupational therapist for example). If you do not have professional advice, you may consider the following guidelines:

1. Walk upright with the cane next to your body
2. When you begin to walk do not extend the cane further than your front foot
3. The Mayo clinic says, for balance use on either side and when one side is affected, the opposite side is often recommended.

MARCHE

Suivez les conseils de votre médecin ou d'un autre professionnel (physiothérapeute, ergothérapeute, par exemple). En l'absence de conseils d'un professionnel, considérez les directives suivantes :

1. Marchez en vous tenant droit et en gardant la canne près de votre corps.
2. En amorçant votre déplacement, ne posez pas la canne plus loin que votre pied avant.

4

WALKING UP STAIRS

1. When there is a handrail available, you should use it as support on your 'good' side and continue to use your cane on the affected side.
2. Shift your weight on the handrail and place the cane on the first step. Place your unaffected leg on the first step and then follow with your affected leg.

ESCALIERS

1. Lorsque l'escalier est muni d'une rampe, vous devriez l'utiliser pour soutenir votre côté plus fort et continuer à utiliser votre canne du côté atteint.
2. Transférez votre poids sur la rampe et placez la canne sur la première marche. Posez le pied de votre jambe non atteinte sur la première marche, suivi du pied de votre jambe atteinte.


5

PLACING/REMOVING BATTERIES

1. Open the flap on the backside of the handgrip by moving the locking mechanism upwards
2. Insert the batteries in the direction shown in the figure below
3. Close the flap on the backside of the handgrip by moving the locking mechanism downwards

INSERTION/RETRAIT DES PILES

1. Ouvrez le rabat à l'arrière de la poignée en tirant le mécanisme de verrouillage vers le haut.
2. Placez les piles dans le sens indiqué sur la figure ci-dessous.
3. Fermez le rabat à l'arrière de la poignée en poussant le mécanisme de verrouillage vers le bas.



2 x AAA


6

OPERATING LED and WARNING LIGHT

1. Press once on the button to activate the LED light
2. Press again, or twice, on the button, the LED and warning light will be lit at the same time
3. Press again, or three times, on the button, the LED light and warning light goes out

FONCTIONNEMENT DE LA LAMPE À DEL et DU VOYANT D'AVERTISSEMENT

1. Appuyez une fois sur le bouton pour activer la lampe à DEL.
2. Appuyez une autre fois, ou deux fois, sur le bouton pour allumer simultanément la lampe à DEL et le voyant d'avertissement.
3. Appuyez une autre fois, ou trois fois, sur le bouton pour éteindre la lampe à DEL et le voyant d'avertissement.



7

OPERATING THE BUZZER

1. Press the panic button, the buzzer should be activated
2. Press the panic button again to turn the buzzer off

FONCTIONNEMENT DE L'AVERTISSEUR

1. Appuyez sur le bouton d'alarme pour activer l'avertisseur.
2. Appuyez une autre fois sur le bouton d'alarme pour éteindre l'avertisseur.


8

ANGLE ADJUSTMENT (LED LIGHT)

1. Grasp the LED light with your hand
2. Move it up and down until the desired angle is achieved (4 positions: 0, 15, -30, and -45 degrees)

RÉGLAGE DE L'ANGLE (LAMPE À DEL)

1. Tenez la lampe à DEL dans votre main.
2. Déplacez-le vers le haut ou vers le bas jusqu'à l'angle désiré (4 positions : 0, 15, -30 et -45 degrés)



9

HOW TO ADJUST CANE HEIGHT

1. Loosen the adjustment locking ring
2. Press in the spring pin
3. Pull/push the lower tube until the desired height is achieved
4. Ensure the spring pin pops all the way out at the desired level
5. Tighten the adjustment locking ring

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA CANNE

1. Desserrez la bague de réglage.
2. Appuyez sur la goupille à ressort.
3. Tirez/poussez sur le tube inférieur jusqu'à la hauteur désirée (5 positions).
4. Assurez-vous que la goupille à ressort est complètement enclenchée au niveau désiré.
5. Serrez de la bague de réglage.

PROPER CANE HEIGHT

For the most accurate and comfortable fit, ensure you wear your everyday shoes and allow someone else to make the adjustment, when choosing the correct cane height.

1. Stand up tall and firm on a flat surface and let your arms hang down naturally by your side.
2. Adjust cane so the top part of the handle touches inside of the wrist where it meets the palm of your hand - Approximately where you would wear your watch.

HAUTEUR ADÉQUATE DE LA CANNE

Pour un ajustement précis et confortable, assurez-vous de porter vos chaussures habituelles et laissez une autre personne régler la hauteur appropriée de la canne.

1. Tenez-vous debout, bien droit sur une surface plane et laissez vos bras retomber naturellement le long de votre corps.
2. Réglez la hauteur de la canne de sorte que la partie supérieure de la poignée touche l'intérieur du poignet, à la jonction de la paume de la main. La poignée doit se trouver à peu près à l'endroit où vous porteriez votre montre.

CANE HEIGHT RANGE – STRAIGHT CANE (non-folding)

30" - 39"