



Technical Information <i>Fiche Technique</i>	MACH	
Max. load / <i>Charge maximale</i>	160 kg	355 lbs
Batteries / <i>Batteries</i>	12V 80 AH x 2	
Max Speed / <i>Vitesse Max.</i>	18km/h	
Battery Range / <i>Autonomie de la batterie</i>	40 km	
Length / <i>Longueur</i>	1665 mm	65.5"
Height / <i>Hauteur</i>	1295 mm	51"
Width / <i>Largeur</i>	711 mm	28"
Seat Width / <i>Largeur du siège</i>	508 mm	20"
Seat Height / <i>Hauteur du siège</i>	740 mm	29"
Ground Clearance / <i>Garde au sol</i>	120 mm	4.7"
Charger / <i>Chargeur</i>	8 Amp, Off Board 100~240 Volt, 50/60Hz	
Motor / <i>Moteur</i>	1300W	
Front Wheels / <i>Roues Avant</i>	360 x 90 mm	14" x 3.5"
Rear Wheels / <i>Roues Arrières</i>	410 x 100 mm	16" x 4"

* Battery range may vary depending on factors including wind conditions, user weight, terrain, slope, and other environmental variables.

* L'autonomie de la batterie peut varier en fonction de facteurs tels que les conditions de vent, le poids de l'utilisateur, le terrain, la pente et d'autres variables environnementales.